

Прикроватные тумбочки Lojer


Изготовлены из высококачественных материалов

Хорошая прикроватная тумбочка существенно повышает уровень комфорта пациента и упрощает работу обслуживающего персонала. Красивая прикроватная тумбочка становится еще и элементом интерьера палаты.

Прикроватные тумбочки Lojer обладают настоящим финским качеством и сочетаются с различными моделями кроватей. Вы можете выбрать тумбочки того же цвета и с той же отделкой, что и медицинские кровати Lojer.

На свою продукцию мы предоставляем лучшую на рынке гарантию – от 2-х до 10-ти лет

"Комфортные,
стильные и
качественные"



Столик для чтения и еды 8022

Прикроватная тумбочка 2040

Прикроватная тумбочка 2300

Прикроватная тумбочка 2020



LOJER® For easy care

Прикроватные тумбочки	2300	2020	2040	Столик для чтения и еды 8022
Каркас металлический, белый	-	X	-	X
Материал исполнения - дерево	X	-	X	X
Ширина	40 см.	49 см.	49 см.	63 см.
Глубина	50 см.	62 см.	60 см.	36 см.
Высота	75 см./ 83 см. с колесами	90 см	65 см. / 73 см. с колесами	67..107 см.
Вес	19 кг.	35 кг.	28 кг.	10 кг.
Диапазон регулировки высоты столика для еды	-	67 - 107 см.	67 - 107 см.	
Размер ящика, 34 x 37 x 12 см. (2 шт.)	X	X	X	-
Блокирующиеся колеса, 50 мм.	•	X	X	-
Блокирующиеся колеса, 75 мм.	•	•	•	X
Размер столика для еды	-	49*36 см.	49*36 см.	63*36 см.
Наклонный столик для еды	-	•	•	X
Адаптер для установки устройства вызова	-	-	-	-
Боковая корзина	-	•	•	-
Замок для верхнего ящика	•	•	•	-
Гарантия 2 года	X	X	X	X
Страна происхождения	Финляндия	Финляндия	Финляндия	Финляндия

Стандарт = X, Опция = •, Недоступно = -

Аксессуары



Наклонный столик для еды



Боковая корзина



Замок для верхнего ящика