

# NOVA™

## Столик для чтения и приема пищи Merivaara Nova 2680

Легкий и практичный



Прикроватный столик для чтения и приема пищи Nova 2680 — это практичное решение для функциональных больничных кроватей и кроватей для выхаживания. Столик может отодвигаться на достаточное расстояние, обеспечивая максимально комфортное использование.

Технические характеристики	
Ширина	790 мм   620 мм (при нижнем положении столика)
Высота	880 мм
Глубина	470 мм
Регулировка высоты столика	795 - 1075 мм
Габариты столика	520 x 360 мм
Безопасная рабочая нагрузка (SWL)	10 кг
Колесики	Двойные колеса 75 мм с индивидуальной блокировкой
Рама	Анодированный алюминиевый профиль и композитный материал
Крышка столешницы (опционально)	Пластик ABS
Материал прикроватного столика	Пластиковый композит



**LOJER®** For easy care

© Lojer Group 2020. Все права защищены. ООО "Лойер Медикал". Представительство в России и странах СНГ. 121357, Россия, Москва, ул. Вере́йская 29 стр 134 Тел. + 7 495 269 06 95 [russia@lojer.com](mailto:russia@lojer.com) | [www.lojer.com](http://www.lojer.com)

История компании началась с 1919 года. Известная ранее как Vammalan Konepaja, компания занималась ремонтом техники. Сегодня Lojer Oy - крупнейший производитель медицинской мебели в Скандинавии, поставщик оборудования в 115 стран мира.