

## Почему у STAR8000 хорошая цена



Для общей палаты мониторинг IBP, AG, BIS и CO практически не используется. STAR8000E резервирует только шесть параметров, что оптимизирует его производительность, снижает стоимость и полностью удовлетворяет основные потребности мониторинга.

## Исключительные функции и качество

STAR8000E отличается изысканностью и превосходным качеством. Разработанный строго в соответствии со стандартами CE, он стабилен и долговечен с сильной

защитой от помех. Comen проверяет каждую процедуру во время НИОКР и производства в соответствии с международными стандартами и

- Параметры: ЭКГ / ЧСС, Дыхание, SpO2, PR, НИАД, ТЕМП;
- проводит клинические испытания в больницах, чтобы убедиться, что каждый продукт имеет высокую квалификацию.
- Технология мониторинга ЭКГ CardioTec TM от Comen позволяет проводить 13 видов анализа аритмии, сегмента ST и повышенную точность измерения сигнала ЭКГ;
- Цифровая технология SpO2 Comen's Diox TM обеспечивает точное измерение в условиях слабой перфузии и дрожания пальцев; Технология измерения крови AcuTec TM и изучение гемодинамических особенностей пациентов из группы высокого риска для обеспечения точного измерения АД.

Основываясь на общей практике отделения, STAR8000E устраняет дублирующие функции, оптимизирует его работу, повышает точность и способность противодействия помехам, становясь наиболее практичным и подходящим монитором для отделения.



Шесть параметров 12-дюймовый экран

Многоязычный

Аккумулятор большой емкости

Центральная система мониторинга

- Параметр: ЭКГ / ЧСС, Дыхание, SpO2, PR, НИАД, ТЕМП.
- 12,1-дюймовый ЖК
- Многоязычная операционная система
- экран TFT
- Встроенный аккумулятор большой емкости с временем ожидания более 2 часов


- USB и данные карты SD для хранения
- питания автосохранение данных сбоя
- программного обеспечения USB
- обновление онлайн
- НИАД пылезащитный

Совместимость с центральной системой мониторинга (CMS) STAR8800, поддержка беспроводной и проводное соединение с CMS



- Анализ сегмента ST
- Функции анализа аритмии

## Очень легко работать



- Простота и удобство в эксплуатации, упрощение работы пользователей и повышение эффективности работы
- Очистить большой шрифт
- Острая и изолированная ручка АД



- Тройная и многоуровневая звуковая / световая / экранная сигнализация
- Фиксированная ручка

## Различные варианты монтажа Система вызова медсестры



### Мониторинг пациента и жизнеобеспечение

Неонатальный монитор  
Специализированный сердечно-сосудистый монитор  
Модульный монитор  
акушерский монитор  
монитор транспорта  
монитор пациента  
мониторинга

### Электрокардиограф

12-канальная ЭКГ  
12-канальная ЭКГ А  
12-канальная ЭКГ В  
6-канальная ЭКГ  
3-х канальная ЭКГ  
Одноканальная ЭКГ  
Рабочая станция ЭКГ  
НЗ 3-канальная ЭКГ

### Анестезия / терапия

Аппарат анестезии  
Шприцевой насос  
Вентилятор  
Инфузионный насос

### Сервисы

Инструкция по покупке  
Послепродажное обслуживание  
Предложения работы  
Отношения с инвесторами  
Сотрудничество  
Отзывы пользователей

### Компания и СМИ

Насчет нас  
Центр новостей  
Исследование  
видео



Работайте с лучшими,  
всё остальное компромисс!

---

**8 (800) 775-10-98**

**medliga.ru**