



STAR8000B Прикроватный монитор пациента

- Цветной 8,4" сенсорный дисплей.
- Кнопки быстрого доступа на передней панели монитора.
- Интерфейс: USB, VGA, Ethernet.
- Эргономичный дизайн монитора.
- 3-х уровневая система тревоги I-Klok.
- 4 часа автономной работы от встроенной батареи.
- Анализ аритмий и ST- сегмента.
- Различные режимы отображения информации: замораживание кривых, режим трендов, оксикардиореспирограмма, «большие цифры».
- Сохранение информации при внезапном отключении монитора.
- Вес – 2,5 кг.
- Оптимальное решение для машин скорой помощи.
- Различные возможности крепления.
- WIFI подключение к центральной станции

Стандартная комплектация:

3/5 отведений ЭКГ / Comen SpO2 /
 НИАД / ЧСС / ЧД / ТЕМП

Дополнительные опции:

Масимо SpO2 / Nellcor SpO2 / Модуль CO2 /
 Модуль ИАД (1/2 канала) / Термопринтер





Работайте с лучшими,
всё остальное компромисс!

8 (800) 775-10-98

medliga.ru