

## Прикроватный монитор Comen STAR8000D

- Современный многофункциональный прикроватный монитор
- Большой дисплей и интуитивно понятный интерфейс

Прикроватные мониторы Comen – надежные и доступны, хорошо зарекомендовавшие себя на российском рынке, мониторы. В отличие от конкурентов в линейке мониторов Comen даже самая младшая модель не ограничена по функционалу и имеет гибкую конфигурацию.



### Мониторируемые параметры

- ЭКГ (3/5/12 отведений)
- Анализ аритмии и сегмента ST
- Частота дыхания
- Неинвазивное измерение кровяного давления
- Nellcor SpO2
- Частота сердечных сокращений
- Термометрия (2 канала)

### Технические характеристики

- Дисплей: 12.1" цветной сенсорный
- Группы пациентов: взрослые, дети, новорожденные
- Время работы от аккумулятора: до 4-х часов
- Габаритные размеры: 344x291x165 мм

### Комплектация

- Магистральный кабель SpO2
- Датчик SpO2 взрослый
- Кабель ЭКГ на 5 отведений взрослый (грудные)
- Кабель ЭКГ на 5 отведений взрослый (конечности)
- Набор одноразовых ЭКГ электродов
- Трубка НИАД
- Манжета НИАД взрослая (25-35 см)
- Датчик температурный накожный взрослый
- Датчик температурный ректальный взрослый
- Силовой кабель
- Аккумуляторная батарея



Работайте с лучшими,  
всё остальное компромисс!

---

**8 (800) 775-10-98**

**medliga.ru**