

WQ-001 Транспортный монитор



- Цветной 4,3" сенсорный дисплей.
- Вес – 1,2 кг. Облегченная версия полноценного монитора пациента.
- Выдерживает падение с высоты 1,2 метров.
- Защита от вибрации и влаги.
- 2 литий-ионные батареи обеспечивают до 8 часов непрерывной работы.
- 3-х уровневая система тревоги I-Klok.
- Хранение и просмотр трендов за 48 часов.
- Питание от бортовой сети автомобиля.
- ЖК-экран устойчивый к царапинам.



1 Удобен при оказании первой помощи на месте.



2 При перевозке пациента за пределы госпиталя.



3 При перевозке пациента внутри госпиталя.



4 Для прикроватного мониторинга в отделении неотложной помощи.



Специальная сумка-футляр для монитора обеспечивает:

- Защиту монитора от влаги и вибраций
- Различные варианты крепления в машине скорой помощи
- Размещение принадлежностей для первой помощи в левом отделении сумки-футляра и всех креплений монитора в правом.
- Удобство в эксплуатации.

Стандартная комплектация:

3/5 отведений ЭКГ / Comen SpO₂ /
НИАД / ЧСС / ЧД / ТЕМП

Дополнительные опции:

12 отведений ЭКГ / Масимо SpO₂ /
Nellcor SpO₂ / Модуль CO₂

Синхронизация данных пациента при использовании монитора WQ-001, как мультипараметрического модуль.

1 к модульным мониторам: 12.1" WQ-002 и 17" WQ-003.



2 к модульному фетальному монитру STAR5000F



3 к 19" монитору на стене.



MEDLIGA
медицинское оборудование



Работайте с лучшими,
всё остальное компромисс!

8 (800) 775-10-98

medliga.ru