



WQ-002

## Модульный монитор пациента

- Цветной 12.1" сенсорный экран с разрешением 800\*600.
- Кнопки быстрого доступа на передней панели монитора.
- Улучшенная система охлаждения без использования вентилятора.
- Интерфейс : Синхронный интерфейс дефибриллятора, DVI-D, USB, разъем системы вызова медсестры, многофункциональный разъем и сетевой порт.
- 3х уровневая интеллектуальная система тревоги I-Klo™ .
- 3/5/12 отведений ЭКГ.
- 4 часа автономной работы от встроенной батареи.
- Возможность подключения к лазерному принтеру.
- 3+1 активных порта для подключения различных функциональных модулей.
- Передача данных модуля по инфракрасной связи.
- Транспортный монитор выполняет функцию основного мультипараметрического модуля и позволяет смотреть на показатели пациента на двух экранах одновременно.
- Wi-Fi подключение к центральной станции.



### Многопараметровый модуль iPMs

#### Стандартная комплектация:

3/5 отведений ЭКГ / Comen SpO<sub>2</sub> /  
 НИАД / ЧСС / ЧД / ТЕМП

#### Дополнительные опции:

12 отведений ЭКГ / Масимо SpO<sub>2</sub> /  
 Nellcor SpO<sub>2</sub> / Модуль CO<sub>2</sub> / 2 ИАД



- Модуль EtCo<sub>2</sub>  
 Respironics — США и Masimo — США



- Модуль ICG  
 BIOZ® - США



- Модуль AG(мультигаз)  
 Artema-Швеция и Masimo — США



- Модуль IBP(ИАД)  
 Abbott — США (до 10 каналов)



- Модуль C.O.(сердечный выброс, СВ)



- Модуль BIS(БИС)  
 Covidien — США



- Модуль RM(механика дыхания)  
 Respironics — США



Работайте с лучшими,  
всё остальное компромисс!

---

**8 (800) 775-10-98**

**medliga.ru**