



WQ-003

Модульный монитор пациента

- Цветной 17" сенсорный экран с разрешением 1280*1024.
- Кнопки быстрого доступа на передней панели монитора.
- Отделение для внешних портов, позволяет укрыть разъемы: Синхронный интерфейс дефибриллятора, DVI-D, SD-карта, USB, разъем системы вызова медсестры, многофункциональный разъем и сетевой порт.
- 3х уровневая интеллектуальная система тревоги I-Klok™.
- Тревожные лампы со всех сторон: трехцветные тревожные лампы для гарантированного визуального оповещения о тревогах и удобного распознавания технических и физиологических тревог.
- CardioTec™ 12-канальное ЭКГ.
- 4 часа автономной работы от встроенной батареи.
- Возможность подключения к лазерному принтеру.
- 4+1 активных порта для подключения различных функциональных модулей.
- Передача данных модуля по инфракрасной связи.
- Транспортный монитор выполняет функцию основного мультипараметрического модуля и позволяет смотреть на показатели пациента на двух экранах одновременно.
- Wi-Fi подключение к центральной станции.



Многопараметровый модуль WQ-001

Стандартная комплектация:

3/5 отведений ЭКГ / Comen SpO₂ /
НИАД / ЧСС / ЧД / ТЕМП

Дополнительные опции:

12 отведений ЭКГ / Масимо SpO₂ /
Nellcor SpO₂ / Модуль CO₂



- Модуль ИВР(ИАД)
Abbott — США (до 10 каналов)



- Модуль С.О.(сердечный выброс, СВ)



- Модуль BIS(БИС)
Covidien — США



- Модуль RM(механика дыхания)
Respironics — США



- Модуль EtCO₂
Respironics — США и Masimo — США



- Модуль ICG
BIOZ® - США



- Модуль AG(мультигаз)
Artema-Швеция и Masimo — США



Работайте с лучшими,
всё остальное компромисс!

8 (800) 775-10-98

medliga.ru