

## Центральная станция мониторинга CMS-soft



- К одной станции мониторинга можно подключить до 128 мониторов пациента и фетальных мониторов КОМЕН.
- Отображение в реальном времени отслеживаемых приборами параметров ЭКГ, SpO2, CO2, ЧСС, ЧД, НИАД, ST-анализ ТЕМП, ИАД, С.О., ICG, AG, BIS, RM, FRH1, FRH2, TOCO, а так же задать необходимые параметры отображения.
- Синхронизация записей пациентов: позволяет выполнять настройку записей пациентов как с центрального, так и с прикроватного монитора, обеспечивая своевременное синхронное обновление записей.
- 3-х уровневые звуковые и визуальные тревоги.
- Система анализа параметров состояния плода с вводом информации врачом для последующей распечатки отчета.
- 3.Авто-определение разрешения экрана, поддерживает экраны компьютера с разными размерами. как 17", 19", 21" и 24" и т.д.
- Поддерживает разные системы Windows.
- Мониторы пациента и фетальные мониторы поддерживают связь по проводной или беспроводной сети либо по двум сетям одновременно.

### Рекомендованная комплектация:

Центральная мониторинговая станция с компьютером, русский, ПО, ключ, 2шт монитора Samsung 24", лазерный принтер, Компьютер (3.6GHz / 4GB / HD7570(1024) / 1000G диск/DVD+RW), Установка ОС Windows 7 Professional, мышь, клавиатура, Маршрутизатор, Портативная акустика.

## Hospital Network

CIS



Неонатология и Акушерство



HIS



Кардиология



LIS



Анестезиология и Реанимация



PACS



Скорая помощь и Интенсивная терапия



Офис врача

Кабинет медсестры

4 экрана ЦМС: В офисе врача+в кабинете медсестры, одновременное отображение в реальном времени.



Работайте с лучшими,  
всё остальное компромисс!

---

**8 (800) 775-10-98**

**medliga.ru**